


Aoralscan Elite WIRELESS NEO

SHINING 3D
DENTAL



Scannez sans limite

labocast 3D
MODERN DENTAL GROUP



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Champ de capture par image	Grand embout : 19 mm × 14 mm Embout standard : 16 mm × 12 mm Mini embout : 12 mm × 9 mm
Profondeur de numérisation	22 mm à partir de la surface de sortie de l'embout
Principe de numérisation	Scanner sans contact à lumière structurée
Dimensions (L × l × H)	247 mm x 38 mm x 37 mm
Poids	194 g (avec batterie)
Formats de sortie	STL, OBJ, PLY
Port de connexion	Type-C

CONFIGURATION SYSTÈME

CPU	Intel Core i7-8700 ou supérieur
RAM	32 GB
Stockage	SSD 256 Go ou supérieur
Carte graphique (GPU)	NVIDIA ® RTX 2060 6GB DDR3 ou supérieur
Système d'exploitation	Windows 10 Professionnel (64 bits) ou version ultérieure
Résolution d'affichage	1920 × 1080, 60 Hz ou supérieure
Ports E/S	Type-C